



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-8019A 实际胶质试验器

SYD-8019A 型实际胶质试验器是专门用于测定航空汽油和车用汽油中实际胶质含量的仪器。适用于按 GB/T 8019《燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法》标准规定的方法，对航空汽油和车用汽油进行实际胶质试验（不适合测定航空涡轮燃料的实际胶质含量）。

一、主要技术特点

- 1、采用金属浴加热系统，加热速度快，浴体温度均匀，安全可靠等特点。
- 2、设计有 5 个独立试验孔，既可同时进行 5 个试样的测试，也可进行 1~4 个试样的测试，测试效率高，使用方便灵活，可满足不同用户的试验要求。
- 3、每个试验孔装有独立的流量计，可独立调节各试验孔的热空气流量，热空气流量控制准确可靠。
- 4、采用数字温度控制器，具有 PID 自整定功能，控温精度高。
- 5、仪器配置油水分离器，防止油气和水汽进入仪器内部。
- 6、可选配无油静音空压机，满足标准实验要求。

二、主要技术参数及指标

- | | |
|--------------|---|
| 1、工作电源： | AC (220±10%) V 50Hz; |
| 2、整机功耗： | 3500W; |
| 3、蒸发浴： | 铝浴块 $\phi 260\text{mm} \times 130\text{mm}$ (直径×高)； |
| 4、试验孔数： | 5 个； |
| 5、试验孔尺寸： | $\phi 51\text{mm} \times 70\text{mm}$ (内径×深)； |
| 6、工作温度： | (160~165)℃； |
| 7、空气减压阀工作压力： | 0.07MPa； |
| 8、喷气嘴出口空气流速： | 常温常压下每孔 (600±90)mL/s； |
| 9、适用环境： | 温度：15℃~35℃，相对湿度：≤85%； |
| 10、外型尺寸： | 590mm×480mm×340mm (长×宽×高)； |

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com