



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-262B 石油产品全自动苯胺点试验器

本仪器适用于 GB/T 262 方法二，用于测定石油产品的苯胺点，主要针对透明试样。

一、主要技术特点

- 1、全自动智能控制，一键启动检测，实现加热升温、保温、搅拌、降温、检测、结果存储及打印等全过程自动化操作；微处理器程序控制，确保试验流程高效、精准。
- 2、采用高分辨率触摸屏对话界面，操作直观便捷。
- 3、高精度检测，采用光电传感器检测技术，重复性及再现性符合 GB/T 262 标准要求。
- 4、高精度控温系统，升降温速率平稳，确保试验结果的准确性。
- 5、灵活的模式选择，提供标准模式与快速模式两种选择；标准模式下自动对多次结果的有效性进行判定，并通过文字提示明确显示。
- 6、高效搅拌与静音设计，配置可调无刷搅拌电机，运行静音且故障率低，确保搅拌均匀性和设备可靠性。
- 7、宽广的温度范围，制冷浴最低可达 -35°C ，满足多种低温试验需求。
- 8、数据管理与输出功能，测试结果可自动识别、存储，并支持打印功能，便于数据记录与分析。

二、主要技术指标和参数

- 1、控温范围及精度：室温 $\sim 200^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 2、加热功率：100W
- 3、加热方式：内加热
- 4、检测方式：自动光纤检测
- 5、温度分辨率： 0.1°C
- 6、搅拌方式：电机搅拌
- 7、搅拌速度：0-1000 转/分钟，连续屏幕键盘可调
- 8、试样容量：10ml 油样+10ml 苯胺，总计 20ml 试验溶液（注：主要针对透明试样）
- 9、工作电源：AC 220V $\pm 10\%$ 50HZ

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

邮编: 201814
网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-59501305 (服务)
E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANG JI

WWW.SHANGYI.NET