



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0193 自动润滑油氧化安定性试验器(旋转氧弹法)

本仪器是按照美国材料与试验协会 (ASTM) D2272-2009《润滑油氧化安定性测定法》标准和《NBSHT 0193-2022 旋转氧弹法》标准中的方法 A 设计制造的, 适用于在 150℃或 140℃两档温度下测定标准所规定的油品的氧化安定性。

一、主要技术特点

- 1、本仪器完全按照标准 SH/T 0193 设计制造, 可以自动对被测油样进行压力检测、数据记录、氧化时间计算、并能自动结束试验。
- 2、本仪器的整个试验过程自动进行, 无需人为参与, 减轻了操作员的劳动强度, 也提高了试验结果的准确性, 是现代化企业首选的一种自动化仪器。
- 3、本仪器既可将试验曲线和结果显示在屏幕上, 也可以将它们自动保存后按需要打印。

- 4、选用进口旋转装置, 转速稳定且噪音小。可同时实验两组油样。

本仪器的最大特点是: 由一体化结构设计, 工控机控制实现试验过程的自动控制, 试验过程无需人工干预, 同时可做两试样的平行试验。

二、主要技术参数及指标

- 1、电源: AC (220±10%)V; 50Hz
- 2、加热管功率: 2500W
- 3、压力传感器量程: (0~1.6)MPa, 精度: ±2‰
- 4、油浴控温范围: 室温~200.0℃连续可调, 常用 150.0℃
- 5、控温精度: ±0.1℃
- 6、试验形式: 两弹设计, 可同时做两个试样, 方便平行试验。
- 7、旋转机构转速: (100±5)r/min
- 8、氧弹与水平面夹角: 30° 主机
- 9、外形尺寸: 550mm×800mm×1000mm (长×宽×高)
- 10、油浴容积: 30L
- 11、重量: 约 45k

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303(销售)

传真: 021-59501302(销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com