



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-17040B X 荧光硫元素分析仪（多样品）

本仪器符合国家标准 GB/T 17040 和 GB 11140 的相关要求,同时也符合 ASTM-D4294 标准要求。采用能量色散原理,机电一体化设计,分析速度快,为原油或石油化工生产过程中硫含量的检测,提供了重要手段。仪器绿色环保,其价格仅为进口仪器的几分之一。

一、主要技术特点

- 1、仪器机电一体化设计,8 寸宽视角电容触摸屏 (1024*768) 显示,背光亮度可通过软件设置,无需键盘,界面简洁美观。
- 2、检测品种广,检测量程宽,分析速度快,标准样品耗量少。
- 3、采用荧光强度比率分析方法,温度、气压自动修正,碳氢比 (C/H) 亦可修正。
- 4、仪器的自动诊断功能,判断仪器的工作状态和电气参数。
- 5、采用一次性 Mylar 膜样品杯,可避免交叉污染;样品杯制作采用多功能压件,快捷方便。
- 6、旋转样品台设计,一次最多可放入 7 个样品,定位精确,测量速度更快,更好满足用户多样品测量需求。
- 7、仪器数据存储量大,默认存储 4096 个含量分析结果和 8192 个计数测量数据,16 个仪器标定结果数据,数据可查询。
- 8、仪器开机默认自动选择工作曲线,无需用户干预。
- 9、用户可选择测量结果单位,ppm 或 (m/m)%。
- 10、安全的射线防护措施,对个人和群体绝无电离辐射伤害。

二、主要技术指标和参数

- 1、测硫范围: 0.0017%~5%
- 2、重复性 (r): $<0.4347 X^{0.6446}$ (X=两个重复试验结果的平均值)
再现性 (R): $<1.9182 X^{0.6446}$ (X=两个单一、独立试验结果的平均值)
- 3、样品量: 油品: 4ml~5ml; 粉末样品: 3 克
- 4、测量时间: 60、120、180 秒,任意设定
- 5、仪器可存储 10 条标定曲线
- 6、工作条件: 温度: 0~30℃; 相对湿度: $\leq 85\%$ (30℃); 电源: AC220V $\pm 20V$ 、50Hz
额定功率: 50W
- 7、尺寸和重量: 长 400mm $\times$ 宽 275mm $\times$ 高 200mm; 11kg

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌!

同行业中率先通过 ISO9001 认证, 请认准商标放心选型订购!

公司地址

地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话: 021-59501303 (销售)

传真: 021-59501302 (销售)

邮编: 201814

网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)

电话: 021-62434809 (销售)

电话: 021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com