



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-7305A 石油和合成液抗乳化性能试验器

本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T7305 《石油和合成液水分离性测定法》和 GB/7605 《运行中汽轮机油破乳化度测定法》所规定的要求设计制造的。适用于按 GB/T 7305、GB/T 7605 标准提出的方法和要求，测定石油和合成液、运行中汽轮机油的破乳化性能。

一、主要技术特点

- 1.采用 5 寸高清彩色触摸屏，微电脑控制，界面显示清晰，使用操作简便。
- 2.仪器可同时进行 4 个样品的分离。
- 3.采用 PID 控温技术，控温精度高。
- 4.搅拌装置自动升降，自动搅拌计时和停止计时，一次设置，可以自动完成 4 录测试。只需人工转动转盘并观察实验结果。
- 5、采用 PT100 温度传感器，测温精度高，达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
- 6、可设置温控值、微调温度值等参数，设置完成后仪器可保存。
- 7、可保存 500 条历史记录，方便查阅。

二、主要技术指标及参数

- | | |
|----------|--|
| 1、控温范围： | 室温~100℃任意可调 |
| 2、控温精度： | $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ |
| 3、数据存储： | 350 组实验数据 |
| 4、搅拌时间： | (0~100)分钟任意可调 |
| 5、计时时间： | (0~99.9)小时 |
| 6、试验孔数： | 4 个 |
| 7、工作电源： | AC (220 $\pm$ 10%)V、(50 $\pm$ 10%)Hz |
| 8、最大功率： | 1500W |
| 9、使用环境： | 温度(5~40) $^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度<85% |
| 10、外型尺寸： | 520mm $\times$ 330mm $\times$ 550mm(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) |
| 11、仪器净重： | 23kg |



六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！
同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303 (销售)

传真：021-59501302 (销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878 (销售)

电话：021-62434809 (销售)

电话：021-59501305 (服务)

E-mail: 51082298@vip.163.com

上海昌吉仪器

SHANG HAI CHANGJI

WWW.SHANGYI.NET