



## 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

### SYD-F02-30 自动混合料拌和机

本仪器是根据中华人民共和国交通行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0740《沥青混合料试样制备方法》中，对沥青混合料拌合的要求设计制造的，适用于沥青混合料试件制作前的拌合。

本仪器体积小，节省试验室空间，操作方便，是各沥青生产企业、公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构首选的沥青混合料马歇尔稳定度试验的仪器。

#### 一、 主要技术特点

1. 本仪器采用了先进的微机控制技术，按键控制面板，直接显示设置参数、试验温度、定时时间、试验结果等，设计先进，操作方便。
2. 拌和锅采用30L设计结构，温度可在室温~270°C内任意设定。
3. 可控制拌和时间，实现了操作自动化。
4. 具有相序保护功能，可避免因相序错误造成的仪器损坏。



5. 落地式结构，设计新颖，结构合理。

#### 二、主要技术指标和参数

- 1、拌和量： 30升
- 2、控温范围： 室温~270°C
- 3、控温精度： ±5°C
- 4、控时范围： (0~999)秒/ (0~99)分钟
- 5、控时精度： ±0.1秒/±1分钟
- 6、拌和桨转速： 公转： 20~30r/min； 自转： 55~65r/min；
- 7、拌和电机： 交流380伏、550 瓦； 1400转/分； 50赫兹
- 8、升降电机： 交流380伏、250 瓦； 1400转/分； 50赫兹
- 9、外形尺寸： 600mm ×400mm ×1380mm(长×宽×高)

10、整机重量（净重）：250千克

11、环境温度：（-5~+50）℃

12、环境湿度：≤80%

13、工作电源：AC（380±10%）V、50Hz；16A；（三相四线制，带零线）

**六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！**  
**同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！**

公司地址 SHANG YI  
地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号  
电话：021-59501303（销售）  
传真：021-59501302（销售）  
邮编：201814  
网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）  
电话：021-62434809（销售）  
电话：021-59501305（服务）  
E-mail:51082298@vip.163.com



上 仪